

MainWindow
-actionTimer: QTimer* -batteryTimer: QTimer* -timer: QTimer* -timeElapsed: QTime -statusLabel: QTimer* -powerStatus: bool -numShocks: int -currentBatteryLevel: int -caseNumber: int
-updateTimer() : void -goodCase() : void -badCase() : void -processNextAction() : void -electrodesPlaced() : bool -checkPatientResponsiveness() : void -callAmbulance() : void -placeElectrodes() : void -readyToShock() : void -vFibDetected() : void -vTachDetected() : void -noShockAdvised() : void -administerShock() : void -normalRhythmDetected() : void -flatlineDetected() : void -performChestCompressions() : void -rhythmAnalysis() : void -clearQueue() : void -chargeBattery() : void -powerChange() : void -cprFeedback_1() : void -cprFeedback_2() : void -cprFeedback_3() : void -restartSimulation() : void -changePowerStatus() : void -updateBatteryLevel() : void -rechargeBattery() : void